

INFINICAM SDK

リリースノート

Ver. 1.2.0.0 J

Photron

本書の著作権は、株式会社フォトロンが所有しています。

本製品の仕様および本書の内容に関しては、将来予告無しに変更することがあります。

本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきの点がありましたら、本書巻末記載のお問い合わせ先までご連絡ください。

本製品および本書を運用した結果による影響については、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

製品の仕様および機能は、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。

目 次

第 1 章 リリース概要 1

1.1. SDK Ver. 1.2.0.0 リリースノート	2
1.1.1. SDK バージョン	2
1.1.2. SDK フォルダ内容	2

第 2 章 新機能と不具合修正 3

2.1. SDK Ver. 1.2.0.0 新機能追加	4
2.1.1. 新機種対応	4
2.1.2. 機能追加	4
2.1.3. 機能変更	4
2.2. SDK Ver. 1.2.0.0 不具合修正	4
2.2.1. 不具合修正	4

1

第1章 リリース概要

1.1. SDK Ver. 1.2.0.0 リリースノート

1.1.1. SDK バージョン

- SDK (PUCLIB.DLL) Ver. 1.2.0.0

1.1.2. SDK フォルダ内容

- | | |
|---------------|----------------------------|
| • CamMonitor: | サンプルソフトウェア |
| • Doc: | API Reference、Quick Manual |
| • Driver: | デバイスドライバー1 式 |
| • PUCLIB: | INFINICAM 対応 SDK |

2

第2章 新機能と不具合修正

2.1. SDK Ver. 1.2.0.0 新機能追加

2.1.1. 新機種対応

なし

2.1.2. 機能追加

なし

2.1.3. 機能変更

- 量子化テーブルの初期値の変更
量子化テーブルの初期値を変更しました。

2.2. SDK Ver. 1.2.0.0 不具合修正

2.2.1. 不具合修正

- ドロップフレーム改善
PUCLIB で PUC_BeginXfer を使って、ストリーミング画像転送を行う場合のドロップフレーム発生を低減しました。
※ドロップフレームの発生は、お使いの PC 性能に依存しますのでご注意ください。

INFINICAM SDK

リリースノート Ver. 1.2.0.0 J

発行年月 2021 年 8 月
発行 株式会社フォトロン
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 1-105
神保町三井ビルディング 21 階