



## TFX-Artist バージョンアップ後のライセンスファイル適用方法


(1)TFX-Artist の最新版をインストール後、デスクトップ上のアイコンをクリックし  
TFX-Artist を立ち上げます。




(2) TFX-Artist を立ち上げると、以下のようなエラーメッセージが表示されますので  
「OK」をクリックします。




(3)選択後にライセンスファイルを指定するようにエクスプローラーが表示されますので、  
下記赤枠内の「Photron」をクリックしてください。




(4)PC に既にインストールされている TFX-Artist のフォルダが一覧で表示されていますので、旧バージョンのフォルダ(既にライセンスファイルが入っているフォルダ)を選択してください。



(5)フォルダ選択後、旧バージョンのフォルダ内に「TFX-Artist.lic」がありますので、こちらを選択し「開く」をクリックしてください。



- (6) 「アプリケーションを再起動してください」のポップアップが表示されますので「OK」をクリックしてください。  
(PC を再起動する必要はありません)



以上でライセンスの適用は完了です。  
完了後、TFX を起動し正常に立ち上がることを確認してください。